



キャプチャーケーブル STK-USB2-B



＜特徴＞

- ✿ USB 2.0に繋げるだけで簡単ですぐに使えます！
- ✿ ケーブル電源はパソコンのバスパワー電源にて駆動！
- ✿ グラフィック解像度 1024×768 ドット以上、24Bit フルカラー以上！
- ✿ パソコンにて観察画像を全画面表示及び静止画・動画にて保存も可能！
- ✿ 対応 OS は最新の Windows 10、8.1、8、7、VISTA(32Bit)、XP(SP2)、以上に対応可能！（※Mac は対応していません）
- ✿ 映像入力信号はRCAコネクタタイプ

設定内容

・保存したい画像を下記の静止・動画のアイコンで保存できます。

動画 静止画

・ダブルクリックで全画面表示して右クリックで100%に設定で画面全体に映し出せます



全体接続図 キャプチャーケーブルのUSBコネクタ部をパソコンのUSBポートへ繋ぎ、もう一方の黄色いコードをマイクローブ本体部のマイクコネクタへ差込んで下さい。



株式会社 スターマイクロ

本 社/〒206-0031 東京都多摩市豊ヶ丘 1丁目 21-6
多摩住吉ビル2F

TEL 042-357-8122 FAX 042-357-8123

事業所/〒206-0822 東京都稲城市坂浜 2375番地

販売代理店